

PODRĘCZNA LISTA KONTROLNA DLA PLACÓWKI MEDYCZNEJ

Pacjent zainteresowany systemem CGM Eversense E3?

- Omów z pacjentem działanie systemu CGM Eversense E3 (niezależnie od innych czynności wykonywanych w trakcie zwykłej wizyty).
 - Przekaż pacjentowi broszurę dla pacjenta
 - Poinformuj, które urządzenia są kompatybilne z systemem Eversense
 - Wyjaśnij przeciwwskazania
 - Omów wymagania dot. samokontroli glikemii
- Omów najważniejsze korzyści ze stosowania systemu CGM Eversense E3
 - › Długi czas działania sensora
 - › Zdejmowalny inteligentny transmiter generujący alarmy wibracyjne odczuwalne na skórze
 - › Dokładność

System CGM Eversense E3 został dostarczony do placówki medycznej

- Dostarczone opakowanie z sensorem umieść od razu w lodówce
- Zapewnij dostępność specjalnych zestawów zabiegowych
- Umów pacjenta na zabieg implantacji
- Omów z pacjentem kartę wizyty
 - Poinformuj pacjenta, aby pobrał aplikację i założył konto użytkownika
- Zapewnij dostępność potrzebnych materiałów w dniu implantacji
- Sprawdź terminy przydatności wszystkich materiałów
- Zapewnij dostępność pomieszczenia w terminie implantacji oraz:
 - specjalny zestaw zabiegowy
 - jałowe rękawiczki
 - roztwór lidokainy o stężeniu 1% lub 2% (z dodatkiem epinefryny lub bez)
 - roztwór chloroheksydyny lub betadyny albo 3 waciki Chloraprep
- Rozpoczęcie edukacji
 - Zapoznaj się z materiałami edukacyjnymi na stronie **www.diabetes.ascensia.pl**
 - Pobierz materiały edukacyjne ze strony internetowej Ascensia Diabetes Care (www.diabetes.ascensia.pl)
 - Materiały edukacyjne można też zamówić w Dziale obsługi klienta Ascensia Diabetes Care 48 22 372 72 20 (08:00-17:00)

W dniu zaplanowanej implantacji systemu CGM Eversense E3

- Zadbaj o naładowanie inteligentnego transmitera
- Upewnij się, że aplikacja została pobrana na urządzenie mobilne pacjenta
- Połącz inteligentny transmiter z urządzeniem mobilnym
- Połącz sensor z inteligentnym transmitters/urządzeniem mobilnym
- Przekaż pacjentowi plastry, pudełko z inteligentnym transmitters i materiały eksploatacyjne
- Kontroluj proces edukacji pacjenta
- Przekaż instrukcje synchronizowania danych pacjenta z placówką

Gdy system CGM Eversense E3 już działa

- Zaplanuj dalsze działania/umów następną wizytę
- Umów wizytę na ponowną implantację po 180 dniach
- Przypomnij pacjentowi o zamówieniu sensora systemu CGM Eversense E3 na 1 miesiąc przed terminem wizyty pacjenta
- Materiały edukacyjne są dostępne na stronie **www.diabetes.ascensia.pl**



PODRĘCZNA LISTA KONTROLNA DLA PLACÓWKI MEDYCZNEJ

Zaopatrzenie placówki medycznej



► Zestaw sensora Eversense

- Umieścić od razu zestaw w lodówce (wymiary opakowania: 17,8 x 8,1 x 2,5 cm)
- Sprawdzić terminy przydatności
- 1 zestaw na pacjenta
- Zaleca się zaopatrzenie placówki w zapasowy sensor



► Zestaw narzędzi do implantacji

- Zawiera szablon do nacięcia, narzędzia do implantacji i instrukcje obsługi
- Sprawdzić terminy przydatności
- 1 zestaw jest automatycznie dostarczany z każdym zamówionym sensorem
- Zalecane jest zaopatrzenie placówki w zapasowy zestaw narzędzi



► Zestaw inteligentnego transmitera

- Zawiera: ładowarkę (stację dokującą), zasilacz i instrukcje obsługi
- Naładuj inteligentny transponder w dniu implantacji
- 1 zestaw z roczną gwarancją na każdego nowego pacjenta



► Zestaw plastrów

- 150 białych i 30 przezroczystych plastrów (razem 180 plastrów)
- Sprawdzić terminy przydatności



► Specjalny zestaw zabiegowy

- Zawiera elementy jałowe i niejłowe
- NIE zawiera jałowych rękawiczek, lidokainy, chloroheksydyny/betadyny

System Ciągłego Monitorowania Glukozy (CGM) Eversense® E3 jest przeznaczony do ciągłego pomiaru glukozy przez okres do 180 dni u osób chorych na cukrzycę które ukończyły 18 lat. System jest zarejestrowany do podejmowania decyzji terapeutycznych. Pomiar glikemii za pomocą glukometru we krwi włośniczkowej pobranej z opuszki palca jest wymagany tylko w celu kalibracji, od 21 dnia stosowania systemu zwykle 1 x dziennie. Pomiar z użyciem glukometru powinny być wykonane w sytuacji kiedy objawy nie odpowiadają wskazaniom sensora lub w przypadku przyjmowania leków z grupy tetracyklin. Procedura implantacji i usuwania sensora wykonywana jest przez lekarza posiadającego w tym zakresie uprawnienia. System Eversense E3 CGM można zakupić na stronie diabetyk24.pl.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na stronie <https://global.eversensediabesity.com/safety-info>.

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring i logo Eversense są znakami towarowymi firmy Senseonics, Incorporated. Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Nie należy wnioskować ani sugerować żadnych związków ani poparcia.



DYSTRYBUTOR:
ASCENSIA DIABETES CARE POLAND Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 92
00-807 Warszawa, Polska
eversense.pl@ascensia.com



Continuous Glucose Monitoring System

PRODUCENT:
SENSEONICS, INC.
20451 Seneca Meadows Parkway | Germantown
MD 20876-7005 | USA
301.515.7260 | global.eversensediabesity.com

© 2022 Senseonics, Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone.
© 2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.