


PRZYGOTOWANIE DO WIZYTY IMPLANTACYJNEJ

Gratulujemy decyzji o wyborze systemu CGM Eversense® E3 do ciągłego monitorowania glukozy. Poniżej wskazówki, jak się dobrze przygotować do wizyty.

Przed wizytą

- Wykonaj Etapy rozpoczęcia pracy opisane w Skróconej instrukcji obsługi systemu Eversense E3 (global.eversensediabets.com).
- Pobierz bezpłatną aplikację Eversense z App Store® lub Google Play™ na kompatybilne urządzenie mobilne.
- Wybierz ikonę systemu Eversense CGM , aby uruchomić aplikację, i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby założyć konto w aplikacji Eversense CGM.
 - Na ekranie powitalnym wybierz opcję „Nie mam nadajnika Smart Transmitter”
 - Na ekranie Jednostka miary pozostaw wybrane ustawienie mg/dl
 - Zapisz swoją nazwę użytkownika (e-mail) i hasło:
E-mail _____
Hasło _____
- Skontaktuj się z Działem obsługi klienta Ascensia Diabetes Care — nasz specjalista przedstawi dostępne materiały szkoleniowe i pomoże w zarejestrowaniu konta przed dniem umówionej wizyty.

W dniu wizyty

- Załóż luźną koszulę z krótkim rękawem lub bez rękawów.
- Przynieś ze sobą:
 - nazwę użytkownika (e-mail) i hasło do konta Eversense;
 - całkowicie naładowane urządzenie z zainstalowaną aplikacją systemu Eversense CGM.
- Po założeniu sensora możesz wrócić do zwykłej aktywności. Aby proces gojenia skóry przebiegał prawidłowo, nie zanurzaj się w wodzie na długi czas podczas kąpieli, pływania ani nie podejmuj intensywnego wysiłku fizycznego przez okres pięciu dni.
 - Przed użyciem produktu zapoznaj się z całą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń otrzymanych od lekarza.

Pytania? Chętnie odpowiemy!



Wystarczy skontaktować się z Działem obsługi klienta Ascensia Diabetes Care pod numerem + 48 22 372 72 20, wew. 4 (pon.-pt., 9.00-17.00) lub przez stronę [diabetes.ascensia.pl](https://global.eversensediabets.com/safety-info)

System Ciągłego Monitorowania Glukozy (CGM) Eversense® E3 jest przeznaczony do ciągłego pomiaru glukozy przez okres do 180 dni u osób chorych na cukrzycę które ukończyły 18 lat. System jest zarejestrowany do podejmowania decyzji terapeutycznych. Pomiar glikemii za pomocą glukometru w krwi włośniczkowej pobranej z opuszki palca jest wymagany tylko w celu kalibracji, od 21 dnia stosowania systemu zwykle 1 x dziennie. Pomiary z użyciem glukometru powinny być wykonane w sytuacji kiedy objawy nie odpowiadają wskazaniom sensora lub w przypadku przyjmowania leków z grupy tetracyklin. Procedura implantacji i usuwania sensora wykonywana jest przez lekarza posiadającego w tym zakresie uprawnienia. System CGM Eversense E3 można zakupić na stronie diabetes24.pl. **Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się na stronie <https://global.eversensediabets.com/safety-info>.**

Eversense, Eversense E3 Continuous Glucose Monitoring i logo Eversense są znakami towarowymi firmy Senseonics, Incorporated. Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Nie należy wnioskować ani sugerować żadnych związków ani poparcia.

© 2022 Senseonics, Incorporated. Wszelkie prawa zastrzeżone.
© 2022 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PP-SENS-GBL-0128

Eversense E3 system ciągłego monitorowania glukozy. Producent: **SENSEONICS, INC.** Upoważniony przedstawiciel: **Emergo Europe**, Reklamodawca: **Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o.o.**

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.