

Instrukcja jak udostępnić pomiar glikemii Twojemu lekarzowi.

Zostań użytkownikiem aplikacji CONTOUR®DIABETES
i połącz się zdalnie ze swoim lekarzem*

1

**Pobierz
aplikację
CONTOUR®
DIABETES**



Pobierz bezpłatnie



Pobierz w
App Store

POBIERZ Z
Google Play

Lista urządzeń współpracujących
z aplikacją, dostępna jest na stronie:
<http://compatibility.contourone.com>

2

**Utwórz
konto**



3

**Sparuj kompatybilny
glukometr CONTOUR®**



Więcej informacji
można znaleźć na stronie:
diabetes.ascensia.com

*Pacjenci muszą być zarejestrowani w GlucoContro.online
i wyrazić zgodę na udostępnianie swoich danych personelowi medycznemu.

Prosta rejestracja umożliwiająca lekarzowi zdalną analizę Twoich wyników

Poczekaj na zaproszenie od lekarza

zaproszenie e-mail lub zaproszenie za pomocą kodu QR

Odbierz e-mail z zaproszeniem i kliknij w link*



1

Zeskanuj kod QR wygenerowany podczas wizyty

Dodaj nowego Pacjenta

Podaj dane Kod QR

Obowiązkowe

Imię: Nazwisko:

Kraj:

Opcjonalne

☒ Chcę wysłać zaproszenie e-mail do tego pacjenta

Adres e-mail:

Dodaj nowego Pacjenta

Dodaj nowego Pacjenta

Podaj dane Kod QR

2

Zaloguj się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła do aplikacji CONTOUR®DIABETES

Pacjent Lekarz/Pielęgniarka

Contour Aby zalogować się na swoje konto, użyj danych logowania Contour Cloud.

Adres e-mail:

Hasło: [Zapomniałeś hasła?](#)

☐ Zapamiętaj mnie

Zaloguj się Nie masz konta? [Zapisz się](#)

3

Uzupełnij swoje dane



Teraz Twoje wyniki pomiarów glikemii są dostępne dla lekarza za pośrednictwem platformy GlucoContro.online



Bezpłatna Infolinia:

800 999 090

(czynna od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00)

infolinia@ascensia.pl

www.diabetes.ascensia.pl