


200
Lancety potažené silikonem
Lancety powlekkane silikonem

PRO OTEVŘENÍ STÁHNĚTE DOLŮ. • POCIAGNAĆ W DÓŁ, ABY OTWORZYĆ.

CS Používejte s řadou odběrových zařízení Microlet®.
PL Do stosowania z nakłuwaczami z grupy Microlet®.

GLUCASIST



Návod / Instrukcja:
Dalsí informace o bezpečnosti a funkcích přístrojů najdete v návodu dodaném společně s odběrovým zařízením pro testování ze spídky prstu. • Należy zapoznać się z instrukcją wykonania badania krwi pobranej z opuszczonej ręki z nakłuwaczem oraz z dodatkowymi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i skuteczności.

Určenie použiti: Lanceta Microlet® je jednorázové sterilní zařízení určené k odběru vzorku kapilární krve dospělých nebo dítěte pro sledování glykémie. Lanceta není určena k použití u novorozenců. • **Przeznaczenie:** Lancet Microlet® to jednorazowy wyrób sterylny przeznaczony do pobierania próbki krwi włosniczkowej od osób dorosłych lub dzieci na potrzeby monitorowania stężenia glukozy. Lancet nie jest przeznaczony do stosowania u noworodków.

UPOZORNĚNÍ: Uchovávejte mimo dosah dětí. Toto balení obsahuje malé části, které mohou v případě náhodného spolknutí způsobit udusení. • **OSTRZEŻENIE:** Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Opakowanie zawiera małe elementy, które mogą być przypadkowo połkniete i spowodować uduszenie.

Dovozce a distributor:
PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
Novodvorská 1800/136
142 00 Praha 4
Česká republika
Zelená linka: +420 800 111 077
info@promedica-praha.cz

Importer i dystrybutor:
Ascensia Diabetes Care Poland Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
POLSKA
Tel: +48 22 372 72 20
Bezpłatna infolinia dla pacjentów: 800 999 090
Od poniedziałku do piątku
W godz. od 9.00 do 17.00.
infolinia@diabetes.ascensia.pl

www.diabetes.ascensia.com
Wyrobeno v Polsku. • Wyprodukowane w Polsce.

Microlet
Barevné lancety • Kolorowe lancety

Jednoduché a pohodlné testování
Proste, bezproblemowe badanie

Microlet
Barevné lancety • Kolorowe lancety

REF 56880708
STERILE R

Lanceta zůstává sterilní, dokud není odstráněn kulatý ochranný kryt. Nepoužívejte v případě poškození nebo neúmyslného otevření. Likvidujte vždy jako zdravotnický odpad.
Lancet pozostaje sterylne do momentu zdjicia nasadki ochronej. Nie uzywac lancetu w przypadku jego uszkodzenia lub przypadkowego otwarcia. Zawsze usuwac zgodnie z zasadami usuwania odpadów medycznych.

Pokud během používání tohoto zařízení nebo v důsledku jeho používání dojde k závažné události, nahláste ji výrobci a/nebo jeho autorizovanému zástupci a místním úřadům.
Jeśli w trakcie korzystania z tego wyrobu lub w wyniku jego używania dojdzie do poważnego incydentu, należy zgłosić go do producenta i/lub jego upoważnionego przedstawiciela oraz do właściwego organu krajowego.

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merz-Strasse 10
4052 Basel, Switzerland
Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.
Via Marconi, 102
20156 Milano, Italy

ASCENSIA Diabetes Care
0°C - 40°C
CE 2797

90012260 6551R Rev. 02/24
© 2024 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Všechna práva vyhrazena. • Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care a Microlet jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky společnosti Ascensia Diabetes Care Holdings AG. • Ascensia, logo Ascensia Diabetes Care i Microlet są znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

